


分析機能付き走査電子顕微鏡（ライセンス機器利用）のご案内

●走査電子顕微鏡 JSM-6490LA（日本電子（株）） 用途：表面観察，元素分析

※ 試料条件

- ・水分，揮発性成分を含んだ試料は不可です。
- ・絶縁性材料は，低真空モードもしくは，金属コーティングをしての観察となります(コーティング装置はご利用頂けます)。
- ・試料庫に入る最大サイズ：□200 mm×H60 mm，重さ 1 kg
- *観察可能な範囲はステージ(φ 32,50)に載った部分となります。
- ・  ←凹部(赤)は観察できない可能性があります。観察面が表面に出るよう，ご準備下さい。



<ご利用料金>

	コード	料金(中小)[円]	料金(一般)[円]
★ライセンス発行 / 人 (所要時間 3 時間)			
機器指導料 (M11(30分)×6)	M11	6,780	13,560
機器利用料金 (S31711×1h+S31712×2h)	-	6,660	13,330
ライセンス発行料金/人(10円未満切り捨て)		上記計:13,440	上記計:26,890
★ライセンスをお持ちの方 ↓			
機器利用料金 (開始 1 時間)	S31711	3,560	7,130
機器利用料金 (開始 2 時間～) (a)	S31712	1,550	3,100

} 内訳

*ライセンス取得後に機器を継続して利用する場合の料金 ⇒ **ライセンス発行料金+(a)×継続使用時間**

*特別な事情で指導に時間を要した場合，機器指導料(M11)が追加になる場合があります。

*ライセンス取得後のご利用は HP より予約状況をご確認の上，ご連絡下さい。

<ご利用時の確認事項>

- **料金は前払い制となります。** 前日までに銀行振込 もしくは 当日会計窓口で現金 or カード(領収書はカード名義) *講習後の継続使用は当日追加も可能です(当日請求・お支払)。
- 測定結果をお持ち帰りになる場合には，毎回 CD-R(¥50: M3S)を購入下さい。
アンチウイルス対策のため，**USB メモリ, HDD 等の外部記憶装置は使用できません。**
- 試料の切り出し等は，お客様の責任において事前実施していただきます。
- **ライセンスは各人に対して発行(有効期限なし)**されるものです。ライセンス発行後のご利用時には，ライセンス証をご持参下さい。ライセンス証に記載された記名人以外は操作できません。
- データはお客様の責任で消去して下さい。PCに残された場合，他の利用者から閲覧・消去される可能性があります。

<ライセンス発行までの流れ>

ライセンス受講日の決定⇒(当日 or 事前)申込書作成・受付★⇒機器利用セミナー受講⇒ライセンス発行
(★)ご入金タイミング

※会計窓口は 17 時までとなっております。追加分を当日お支払の際にはご注意ください。

お申込みの前に，機器利用約款をお目通し下さい。

料金改訂等にもない本ご案内の内容を予告なく変更する場合があります。